

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|--|
|  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling | Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. <div style="text-align: center;">Vejledning til Samplescan</div> | | | | Niveau: VEJ  Godkendt af: DH, DJ, NA |
| Dokumentbrugere: KBA | Redaktør: SOK | Dokumentansvarlig: Kemiker | Dokumentnummer: VEJ 10.11.04 | Version: 1 | 12.08.2024 |

- 1) [Vejledning til check af mangelliste, ved brug af Samplescan](#)
- 2) [Fejlkode, Funktioner, Yderlig info.](#)
- 3) [Ændringsblad](#)

1) Vejledning til check af mangelliste, ved brug af Samplescan

Programmet *Samplescan* findes i p-drevet under: P:\BFH\KBA_FAELLES\LME

Tilgå mappen og double klikke på *Samplescan* programmet for at åbne det

Step 1: Scan mangellisten ind i *Samplescan* programmet.

- Print mangellisten ud fra Labka
- I *Samplescan* programmet, klik med musen på feltet under teksten "Scan mangelliste her"
- Scan nu stregkoderne på mangellisten
 - Prøvenumrene fra mangellisten skulle nu gerne vise sig i kolonnen "Mangelliste" i takt med at de bliver scannet
 - Brug evt. et stykke papir til at holde over de stregkoder som du ikke scanner på den udprintet mangelliste
- Når du har scannet alle stregkoderne på mangellisten, kan du evt. tjekke om "Antal scannet" i *Samplescan* stemmer overens med "Antal prøver fundet" på mangellisten

Step 2: Scan prøverne ind i *Samplescan* programmet.

- Klik nu med musen på feltet under teksten "Scan prøve her" i *Samplescan* programmet.
- Scan nu stregkoderne på patientprøverne el.
 - Prøvenumrene fra patientprøverne el. skulle nu gerne vise sig i kolonnen "Patientprøve"
 - Prøvenumrene skulle gerne placere sig i kolonnen "Patientprøve" overfor sit matchene prøvenummer fra kolonnen "Mangelliste"

Step 3: Tjek listen i *Samplescan* igennem.

- Du kan nu tjekke om "Antal scannet" stemmer overens for begge kolonner
- Hvis de stemmer overens i begge kolonner og med "Antal prøver fundet" på den udprintet mangelliste, så er alle prøver tilstede og mangellisten er tjekket færdigt, programmet kan nu lukkes.
- **HVIS IKKE**, så scrolle ned igennem listen og find det prøvenummer i kolonnen "Patientprøve" som mangler, når du finder det manglende nummer kan du se i kolonnen "mangelliste" hvilket prøvenummer det er

Hvis en prøve mangler:

- Tjek Labka for sidste registreringssted
- Tjek tidspunkt for prøvetagning (det kan være prøven ikke er ankommet på afdelingen endnu)

- Kontakt evt. en medarbejder/ rekvirent/ leder

2) Fejlkoder, Funktioner, Yderlig info.

Fejlkoder:

OBS. Der afspilles en lyd samt et vindue vil pop op hvis programmet giver en fejlmelding, man kan ikke scanne så længe vinduet er fremme. Luk fejlmeldingsvinduet for at forsætte scanning.

- "Ugyldigt nummer" : nummeret/stregkoden der forsøges scannet ind er ikke et 12 cifret prøvenummer
 - Luk fejlmeldings vinduet og sørg for at feltet hvor prøvenummeret forsøges scannet ind er tomt.
- "Prøvenummer ikke på mangellisten": Prøvenummeret der forsøges at scannes ind i kolonnen "Patientprøve" er ikke fundet i kolonnen "Mangelliste"
 - Luk fejlmeldings vinduet og tjek om mangellisten er scannet ind korrekt
 - Sørg for at prøven findes på den udprintet mangellisten
 - Tjek evt. prøvenummeret i Labka

Funktioner:

- Man kan ikke scanne det samme nummer ind to gange, programmet vil bare springe over det gentaget nummer.
- Man kan ikke gemme nogle lister eller andre oplysninger i *Samplescan*
- Programmet *Samplescan*, gemmer ikke nogle prøvenumre eller henviser til nogle former for personlige oplysninger.
- Hvis programmet lukkes, så slettes alt indtastet data og programmet vil start op igen uden nogle prøvenumre scannet ind.
- Når man scanner en prøve ind under kolonnen "Patientprøve" så vil programmet automatisk scrolle ned til hvor nummeret er placeret på kolonnen og markere prøven med en fersken farve således at det er nemt at holde øje med hvilken prøve man sidst har scannet ind.
- Hvis et prøvenummer ikke kan scannes ind korrekt, så kan man indtaste prøvenummeret manuelt i de felter man bruger til at scanne en prøve ind.

Yderlig info:

De originale program filer ligger i stien P:\BFH\KBA_FAELLES\LME\SOK\Samplescan

Eventuelle spørgsmål omkring *Samplescan* programmet sendes på mail til:

sebastian.fyllgraf.obitsoe.kristensen@regionh.dk

3) Ændringsblad

| Dato | | Initialer |
|------|--|-----------|
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Styrede dokumentudskrifter:
0 - Ingen